

【Onelife 50 OP4、Onelife 50 OP6、Onelife 50 OP7 分离胶】使用说明书

【产品名称】 Onelife 50 OP4 分离胶、Onelife 50 OP6 分离胶、Onelife 50 OP7 分离胶

【用途】 OP4 分离胶用于 HID 或法医应用

OP6 分离胶用于特定测序应用和片段分析

OP7 分离胶用于短阅读至长阅读的宽范围测序应用及片段分析

【适用机型】 进口 3500/3500xL/3500XL DX 系列基因分析仪

【包装规格】

产品名称	384N	960N	384S	960S	存放温度
Onelife 50 OP4 分离胶	✓	✓	✓	✓	2℃~8℃
Onelife 50 OP6 分离胶	✓	✓	✓	✓	2℃~8℃
Onelife 50 OP7 分离胶	✓	✓	✓	✓	2℃~8℃

【产品储存及有效期】 Onelife 50 系列分离胶应在 2~8℃ 低温冷藏箱中保存，产品有效期为 180 天。

【使用方法】

1. 分离胶从低温冷藏箱中取出后，环境温度在 15~25℃ 时产品有效期限为 14 天；环境温度大于 25℃ 时产品有效期限为 7 天；环境温度大于 35℃ 时产品有效期限为 0.5 天。
2. 使用前请检查标签上的有效期，以确保产品未过保质期；并且在使用中不会过期。如果产品过期或者包装袋损坏、等情形请勿使用、顶部密封条丢失或损坏，请勿使用。
3. 产品从 2~8℃ 低温冷藏箱取出后，静置在 15~30℃ 的环境温度中，使其自然升温至环境温度。
4. 按软件向导窗口中的提示操作，（补充相同型号凝胶需 10~20 分钟，更换不同型号分离胶需 60~70 分钟）。
5. 向导窗口提示安装凝胶后，撕下包装顶部密封条；密封条开启后如下面出现少许凝胶属于正常现象（属灌装时产生的残留分离胶），不会导致产品性能问题。

【注意事项】

1. 将分离胶包装袋顶部塑胶头滑进 3500 杠杆组件安装槽上，向上推杠杆组件手柄，将袋子顶部塑胶头卡入胶泵组件的单向阀上。
2. 对于具有 RU0 模式的 3500 基因分析仪，请将原 RFID 标签保留在设备的原位置。
3. 引入酸、碱或盐会对产品质量产生不利影响。

【生产日期】 见包装纸盒或瓶身贴的标签

【企业信息】 万莱福生物技术（深圳）有限责任公司

广东省深圳市大鹏新区金业大道 140 号生命科学产业园 A11 栋

【售后服务】 400-808-3500 转 2

【说明书编制版本】 2019 年 12 月 V1.0 2020 年 8 月 V1.1 2021 年 1 月 V1.2 2021 年 12 月 V2.0
2022 年 6 月 V3.0 2023 年 10 月 V3.1

危害防护标识及危险说明：



H360 - 吞咽可能对生育能力或胎儿造成伤害。

H351 - 吞咽怀疑会致癌。

危险物质安全控制法：未列入